

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 19.06.2024	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

EM111	Barella pieghevole - EASYRED
-------	------------------------------

*Destinazione d'uso*

Dispositivo per il trasporto di pazienti in interventi di emergenza

**Caratteristiche principali**

Barella pieghevole per emergenza sempre pronta all'uso costruita con telaio in alluminio anodizzato e telo in canvas, per il suo minimo ingombro può essere facilmente immagazzinata. Ideale come seconda barella di emergenza. Con quattro piedini. Completa di cinture.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	JIANGSU RIXIN MEDICA
<b>Mandatario UE</b>	SUNGO EUROPE BV - NETHERLAND
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Importatore / Distributore</b>	MORETTI SPA
<b>Codice Fabbricante</b>	YDC-1A4
<b>Codice Importatore / Distributore</b>	EM111
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	13818
<b>Codice di classificazione EMDN – CND</b>	V08050103
<b>Repertorio Dispositivi Medici</b>	2424616

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Peso Max supportato.</b>	160 Kg
<b>Confezionamento</b>	Scatola di Cartone.

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	Alluminio anodizzato
<b>Telo</b>	Canvas

**DIMENSIONI**

<b>Barella Chiusa</b>	93 x 52 x 6 Cm
<b>Barella Aperta</b>	182 x 52 x 5 Cm
<b>Peso</b>	3 Kg