

MIO-SONIC

Mio-Sonic è il dispositivo ad ultrasuoni compatto e potente, ideale per trattare il dolore, le contratture muscolari e le rigidità articolari.

CND Z120610

REP 2586237/R

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

Mio-Sonic è un dispositivo medico CE0197.



DOTAZIONE

- ✓ Dispositivo portatile
- ✓ Alimentatore medicale
- ✓ Gel per ultrasuoni
- ✓ Manuale d'uso
- ✓ Borsa per il trasporto e la conservazione
- ✓ Scatola di confezionamento

CARATTERISTICHE

- ✓ Dispositivo professionale per ultrasuonoterapia
- ✓ Ultrasuono da 1MHz con potenza massima di 6,4 W, intensità massima sulla superficie 1,6 W/cm²
- ✓ Fascio ultrasonico collimato per una ottimale penetrazione attraverso i tessuti
- ✓ 3 livelli di intensità del fascio ultrasonico: 0,08 W/cm² (basso) - 0,8 W/cm² (medio) - 1,6 W/cm² (alto)
- ✓ Funzionamento con alimentatore medicale dedicato
- ✓ Adatto esclusivamente all'utilizzo di superficie (no immersione)

DIMENSIONI DISPOSITIVO 200 x 47 x 69 mm

PESO 190 g

MIO-SONIC

TRATTAMENTI

ALCUNI TRATTAMENTI DESCRITTI NEL MANUALE

Osteoporosi	Tendinite	Borsite
Artrite	Pubalgia	Brachialgia
Nevralgie	Tallonite	Capsulite
Cervicalgia	Contusioni	Condropatie
Sciatalgia	Distorsioni	Cruralgia
Lombalgia	Ematomi	Crampi
Tunnel carpale	Edemi	Stasi venosa
Epicondilite	Linfedemi	Contratture
Epitrocleite	Aderenze	
Periartrite	Algodistrofia	

UN CONCENTRATO DI ALTISSIMA TECNOLOGIA

Apparecchio innovativo dalle grandi prestazioni per trattamenti domiciliari ed ambulatoriali. Unisce compattezza e semplicità d'uso alle prestazioni straordinarie che ne fanno il dispositivo professionale più piccolo e leggero al mondo.

La maneggevolezza e leggerezza ne consentono un uso prolungato senza indolenzire la mano.

Che senso avrebbe infatti togliere il dolore in una zona se poi si provoca dolore alla mano che opera con l'ultrasuono?

L'utilizzo è previsto per applicazioni in:

- ✓ Terapia del dolore
- ✓ Trattamenti sportivi

MIO-SONIC

FABBRICANTE

Shenzhen Dongdixin Technology Co., Ltd.
Floor 1-2, No.3 Building, Fanshen Xusheng
Industrial Estate Xilixiaobaimang 518108
Nanshan District, Shenzhen P.R. China

RAPPRESENTANTE EC

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

DISTRIBUITO DA

I.A.C.E.R Srl Via Enzo Ferrari 2 – 30037 Scorzè (VE) Italy