

T-ONE MEDI SPORT

T-One Medi Sport è l'elettrostimolatore a 4 canali dedicato agli sportivi abituali che vogliono migliorare le loro performance e fare riabilitazione in autonomia.

CND Z120601

REP 1456069/s

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

Dispositivo medico certificato CE0068

DOTAZIONE

- ✓ Elettrostimolatore con display grafico a colori a 4 canali
- ✓ 4 cavi di connessione elettrodi (8 elettrodi collegabili)
- ✓ Elettrodi adesivi pregellati quadrati
- ✓ Elettrodi adesivi pregellati rettangolari
- ✓ Elettrodi adesivi pregellati circolari
- ✓ Kit ionoforesi
- ✓ Batteria NI-MH ricaricabile
- ✓ Caricabatteria
- ✓ Manuale d'uso e manuale delle posizionamento elettrodi
- ✓ Borsa per il trasporto



CARATTERISTICHE

- ✓ Elettrostimolatore a 4 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi
- ✓ Generatore di corrente costante (costanza di emissione anche in caso di variazione delle condizioni della cute, stop apparecchio in caso di distacco accidentale elettrodi)
- ✓ Generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così l'effetto galvanico
- ✓ Generatore di onda monofasica (solo per programma ionoforesi)
- ✓ Funzione 2+2 (doppio utente)
- ✓ Display grafico a colori retroilluminato
- ✓ Feed-back utente: l'apparecchio riconosce se l'utente è collegato
- ✓ Tastiera con comandi semplici ed intuitivi
- ✓ Guida in linea utente con istruzioni rapide di utilizzo fornite direttamente sul display
- ✓ Funzionamento con pacco batteria ricaricabile 4,8 Volt
- ✓ Personalizzazione trattamenti con la selezione uomo/donna
- ✓ Intensità regolabile da 1 a 120 mA
- ✓ Frequenza onda da 1 a 1200 Hz
- ✓ Larghezza impulso da 20 a 450 µs
- ✓ Tempo da 1 a 90 minuti

DIMENSIONI APPARECCHIO

150 x 90 x 35 mm

T-ONE MEDI SPORT

PROGRAMMI

10 PROGRAMMI REHA

Ionoforesi L

Ionoforesi M

Ionoforesi H

MENS microcorrente

Ematomi

Edemi

Tens sequenziale

Tens Burst

Prevenzione atrofia

Atrofia

16 PROGRAMMI TENS

Tens rapido

Tens endorfinico

Tens valori massimi

Antinfiammatorio

Dolore cervicale

Mal di schiena/Sciatica

Distorsioni/Contusioni

Vascolarizzazione

Rilassamento muscolare

Dolore mano/polso

Stimolazione plantare

Epicondillite

Epitroclea

Periartrite

Tens Burst

Microcorrente

20 PROGRAMMI NEMS

Riscaldamento

Resistenza

Forza resistente

Forza base

Forza veloce

Forza esplosiva

Capillarizzazione profonda

Recupero muscolare

Agonista/Antagonista

Contraz. toniche sequenziali

Contraz. fasiche sequenziali

Rilassamento muscolare

Massaggio profondo

EMS

30' Resistenza

30' Forza resistente

20' Forza base

20' Forza veloce

20' Forza esplosiva

20' Ipertrofia

18 PROGRAMMI BEAUTY

Rassodamento

Tonificazione

Definizione

Modellamento

Microlifting

Lipolisi addome

Lipolisi cosce

Lipolisi glutei e fianchi

Lipolisi braccia

Elasticità tessuti

Capillarizzazione

Pesantezza gambe

Microlifting viso con manipolo

Microlifting seno con manipolo

Microlifting décolleté con manipolo

Rughe viso con manipolo

Rughe fronte con manipolo

Collagene

22 PROGRAMMI 2+2 USERS

Tens rapido

Tens endorfinico

Rassodamento

Tonificazione

Definizione

Modellamento

Microlifting

Rilassamento muscolare

Massaggio

Capillarizzazione profonda

Antinfiammatorio

Resistenza

Forza resistente

Forza base

Forza veloce

Forza esplosiva

Ipertrofia

Microlifting viso con manipolo

Microlifting seno con manipolo

Microlifting décolleté con manipolo

12 MEMORIE LIBERE (MEM)

5 Memorie libere TENS

5 Memorie libere NEMS

NEMS alternato

NEMS alternato

Test batteria