

T-ONE REHAB

T-One Rehab è l'elettrostimolatore a 4 canali pensato per gli specialisti della riabilitazione e le cliniche.

CND Z120601

REP 1456066/s

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

Dispositivo medico certificato CE0068

DOTAZIONE

- ✓ Elettrostimolatore con display grafico a colori a 4 canali
- ✓ 4 cavi di connessione elettrodi (8 elettrodi collegabili)
- ✓ Elettrodi adesivi pregellati quadrati
- ✓ Elettrodi adesivi pregellati rettangolari
- ✓ Elettrodi adesivi pregellati circolari
- ✓ Kit ionoforesi
- ✓ Batteria NI-MH ricaricabile
- ✓ Caricabatteria
- ✓ Manuale d'uso e manuale delle posizionamento elettrodi
- ✓ Borsa per il trasporto



CARATTERISTICHE

- ✓ Elettrostimolatore a 4 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi
- ✓ Generatore di corrente costante (costanza di emissione anche in caso di variazione delle condizioni della cute, stop apparecchio in caso di distacco accidentale elettrodi)
- ✓ Generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così l'effetto galvanico
- ✓ Generatore di onda monofasica (solo per programma ionoforesi)
- ✓ Funzione 2+2 (doppio utente)
- ✓ Display grafico a colori retroilluminato
- ✓ Feed-back utente: l'apparecchio riconosce se l'utente è collegato
- ✓ Tastiera con comandi semplici ed intuitivi
- ✓ Guida in linea utente con istruzioni rapide di utilizzo fornite direttamente sul display
- ✓ Funzionamento con pacco batteria ricaricabile 4,8 Volt
- ✓ Personalizzazione trattamenti con la selezione uomo/donna
- ✓ Intensità regolabile da 1 a 120 mA
- ✓ Frequenza onda da 0,2 a 1200 Hz
- ✓ Larghezza impulso da 20 μ s a 300 ms
- ✓ Tempo da 1 a 90 minuti

DIMENSIONI APPARECCHIO

150 x 90 x 35 mm

T-ONE REHAB

PROGRAMMI

29 PROGRAMMI REHA	Antinfiammatorio	18 PROGRAMMI BEAUTY	Definizione
Ionofresi L	Dolore cervicale	Rassodamento	Modellamento
Ionofresi M	Mal di schiena/Sciatica	Tonificazione	Microlifting
Ionofresi H	Distorsioni/Contusioni	Definizione	Rilassamento muscolare
MENS microcorrente	Vascolarizzazione	Modellamento	Massaggio
Ematomi	Rilassamento muscolare	Microlifting	Capillarizzazione profonda
Edemi	Dolore mano/polso	Lipolisi addome	Antinfiammatorio
Tens sequenziale	Stimolazione plantare	Lipolisi cosce	Resistenza
Tens Burst	Epicondilita	Lipolisi glutei e fianchi	Forza resistente
Prevenzione atrofia	Epitroclea	Lipolisi braccia	Forza base
Atrofia	Periartrite	Elasticità tessuti	Forza veloce
Denervato 50ms	Tens Burst	Capillarizzazione	Forza esplosiva
Denervato 100ms	Microcorrente	Pesantezza gambe	Ipertrofia
Denervato 150ms	20 PROGRAMMI NEMS	Microlifting viso con manipolo	Microlifting viso con manipolo
Denervato 200ms	Riscaldamento	Microlifting seno con manipolo	Microlifting seno con manipolo
Denervato 250ms	Resistenza	Microlifting décolleté con manipolo	Microlifting décolleté con manipolo
Denervato 300ms	Forza resistente	Rughe viso con manipolo	Rughe viso con manipolo
Triangolare 50ms	Forza base	Rughe fronte con manipolo	Rughe fronte con manipolo
Triangolare 100ms	Forza veloce	Collagene	MEMORIE LIBERE
Triangolare 150ms	Forza esplosiva	9 PROGRAMMI URO	5 Memorie libere TENS
Triangolare 200ms	Capillarizzazione profonda	Incontinenza da stress	5 Memorie libere NEMS
Triangolare 250ms	Recupero muscolare	Incontinenza da stress	NEMS alternato
Triangolare 300ms	Agonista/Antagonista	Incontinenza da stress	NEMS alternato
Interferenziale	Contraz. toniche sequenziali	Incontinenza da urgenza	Test batteria
Tens modulazione ampiezza	Contraz. fasiche sequenziali	Incontinenza da urgenza	
Tens alternata	Rilassamento muscolare	Incontinenza da urgenza	
Tens modulazione frequenza	Massaggio profondo	Incontinenza mista	
Tens modulazione frequenza	EMS	Incontinenza mista	
Tens modulazione ampiezza	30' Resistenza	Incontinenza mista	
Onde Kotz	30' Forza resistente	22 PROGRAMMI 2+2 USERS	
16 PROGRAMMI TENS	20' Forza base	Tens rapido	
Tens rapido	20' Forza veloce	Tens endorfinico	
Tens endorfinico	20' Forza esplosiva	Rassodamento	
Tens valori massimi	20' Iperatrofia	Tonificazione	