



K91S

Cod. **K91S-2R** 

CND Y180918
RDM 2391845

- Struttura in ferro e legno
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata
- Meccanica 2 motori con funzioni Lift / Relax
- Rivestimento a scelta con tessuti di alta qualità e vasta gamma colori.
- Dimensioni seduta ridotte cm 45x45
- Roller di serie

- Iron and wood structure
- Padding in non-deformable polyurethane foam with differentiated density
- 2-engine mechanics with Lift/Relax functions
- The choice between a wide range of quality fabrics and colors
- Reduced size of the seat 45x45 cm
- Standard roller system

Non rivestibile con tessuti:
It can not be made with fabrics:


01- 02 - 03 - 04 - 05 - 19 - 26



Dispositivo Medico
Medical Device




Dimensioni / Dimensions



Posizioni / Positions



Seduta Ridotta
Reduced Seat



Roller di serie
Standard Roller system



Portata
Weight capacity