


GILDA 3 LIFT

Poltrona elevabile a 3 motori

La poltrona elettrica GILDA 3 LIFT rappresenta l'eccellenza in termini di mobilità e comfort. Equipaggiata con tre motori indipendenti, offre regolazioni personalizzabili: uno per l'inclinazione dei piedi, uno per l'adattamento dello schienale che facilita il sollevamento, e un terzo per elevare l'intera poltrona, assistendo l'utente in posizione seduta o sdraiata. Progettata per l'accessibilità, ha braccioli e poggiatesta rimovibili, e quattro ruote manovrabili per un trasferimento agevole.

La poltrona GILDA 3 LIFT è un dispositivo medico di classe 1 secondo quanto previsto dal Regolamento 2017/745 e successive modifiche.



Red



Verde



Blu



Tabacco



Cuoio scuro

Tessuto

Ecopelle Ignifuga



■ POSIZIONE LIFT-UP



■ POSIZIONE TV



■ POSIZIONE RELAX



17 cm

■ ELEVAZIONE

NEW



Maniglione di serie: maniglione in acciaio che permette una maggiore maneggevolezza nello spostare la poltrona.

VERSATILITÀ

Lo smontaggio delle parti laterali permette la traslazione dell'utente dalla poltrona al letto, o alla sedia a rotelle ecc. I braccioli estraibili permettono anche di posizionare la poltrona sotto al tavolo da pranzo

MASSIMA ACCESSIBILITÀ

La poltrona GILDA 3 LIFT offre braccioli e poggiatesta facilmente rimovibili, rendendo i trasferimenti da e verso la poltrona semplici e sicuri, eliminando barriere per chi ha difficoltà motorie



■ POGGIATESTA LATERALI ESTRAIBILI



■ BRACCIOLI ESTRAIBILI



■ ROLLER SYSTEM

MOBILITÀ E SICUREZZA

Dotata di quattro ruote robuste, con due posteriori piroettanti e freno di stazionamento, la GILDA 3 LIFT assicura spostamenti agevoli e stabili all'interno dell'ambiente domestico

CONFORMITÀ E AFFIDABILITÀ

Qualificata come dispositivo medico di classe 1, la poltrona rispetta gli standard del Regolamento 2017/745, offrendo comfort e sicurezza per un uso quotidiano affidabile e conforme alle normative

COMFORT SU MISURA

Con i suoi tre motori indipendenti, permette regolazioni precise di piedi, schienale e altezza, offrendo un comfort personalizzato e supporto per una postura ottimale, adattandosi a ogni esigenza dell'utente



■ POSIZIONE DI TRASFERIMENTO